

## Fitmate Weight Management



### Calorimetria Indirecta de escritorio

Ideal para tratamiento de obesidad, clínicas de control del peso, endocrinología, diabetes, centros oncológicos, desnutrición, síndrome metabólico. El Fitmate es un dispositivo preciso, el cual mide el consumo de O<sub>2</sub> (Vo<sub>2</sub>Max) en tiempo real. Para medición del intercambio de gases se muestra el gas espirado por medios de una cámara de mezcla dinámica (patentada), obteniendo así datos cada 30 segundos o mas. Al finalizar el test los resultados son impresos de inmediato, ya que el Fitmate cuenta con su propia impresora térmica.

#### Puntos importantes

- Medición exacto del gasto energético en reposo (REE, RMR, BMR).
- Accesible, portátil, compacto, y amigable con el usuario..
- Aplicación integrada para desarrollar programas individuales para el control del peso.
- Monitoreo del estilo de vida y la actividad física.
- Composición corporal mediante sus software o en conexión con equipos compatibles.

Sensor de O<sub>2</sub>



Pruebas en reposo



Pruebas en actividad

