



HD image



Línea AF

Bronoscopio móvil
flexible con vídeo



Bloqueo de ángulo

Bloquee o libere el ángulo del extremo distal para un diagnóstico y tratamiento precisos.



*Patent NO.: ZL202022141661.X

Retenedor de válvula de succión

Diseño exclusivo anticaída para evitar que la válvula de succión se caiga.



Rotación

Mejore la flexibilidad y precisión de la operación.



*Patent NO.: ZL201621392021.3

Botones Multifunción

- ① Alejar/Ampliar
- ② Capturar/Grabar
- ③ Congelar/Liberar



Parámetros del producto

Model	Extremo distal	Tubo de Inserción	Canal de Trabajo	Longitud de Trabajo	Flexión (Arriba/Abajo)	Rotación (Arriba/Abajo)	Aplicación
AF-2031	3.0 mm	2.8 mm	1.2 mm	610 mm	210°/ 130°	120°/ 120°	Anestesia Pediátrico
AF-2041	4.1 mm	3.9 mm	2.0 mm	610 mm	210°/ 130°	120°/ 120°	Pediátrico
AF-2049	5.2 mm	4.8 mm	2.0 mm	610 mm	210°/ 130°	120°/ 120°	Neumología
AF-2052	5.4 mm	5.5 mm	2.8 mm	610 mm	180°/ 130°	120°/ 120°	ICU Anestecia
AF-2055	6.0 mm	5.8 mm	2.8 mm	610 mm	180°/ 130°	120°/ 120°	Neumología
AF-2058	6.2 mm	5.8 mm	3.0 mm	610 mm	180°/ 130°	120°/ 120°	Neumología

Procesador de Imagen



◀ HV-50
720*720
Batería de litio recargable y desmontable



◀ HV-3101
1280*800
Pantalla táctil, salida HDMI+AV
Batería recargable que admite 4 horas de funcionamiento

Pantalla Touch

120° Arriba/ Abajo

Tarjeta TF de 64G

Múltiples opciones para conexión de pantallas grandes

