

HD Image

Video Flexible Broncoscopio




Retenedor de la válvula de succión:

Evita la caída accidental del botón de succión.

Rotación Izquierda/Derecha:

Facilidad de orientación bronquial y menor fatiga.




Portátil:

Diseño compacto para menos espacio en quirófano.



Flexión pasiva:

Avance bronquial suave y menos lesión mucosa.



HD Image

La imagen de alta definición permite una observación más detallada de las superficies bronquiales.



Neumología:

Broncoscopia para observación pulmonar y terapia intervencionista.

Model	Tubo de Inserción	Canal	Longitud de Trabajo	Flexión (Arriba/Abajo)	Rotación (Izquierda/Derecha)	Campo de Visión	Profundidad de campo
BR-1249	4.8 mm	2.0 mm	610 mm	210°/ 130°	120°/ 120°	90°	3-50 mm
EN-1249	5.8 mm	2.8 mm	610 mm	180°/ 130°	120°/ 120°	90°	3-50 mm