

Cy

HD image



Línea CY
Video Cistoscopio
flexible

Función de succión

Control con un solo botón para mantener una visión clara. Diseño anticáida exclusivo para fijar la válvula de succión.



*Patent NO.: ZL202022141662.4

Botones Multifunción

- ① Alejar/Ampliar
- ② Capturar/Grabar
- ③ Congelar/Liberar



Bloqueo de ángulo

Bloquee o libere el ángulo del extremo distal para un diagnóstico y tratamiento precisos.



*Patent NO.: ZL202022141661.X

Punta cónica

Diseño de punta cónica para una inserción más fácil.



Parámetros del producto								
Modelo	Tubo de Inserción	Canal de Trabajo	Longitud de Trabajo	Campo de visión	Profundidad de visión	Flexión (Arriba/ Abajo)	Rotación (Izquierda/ Derecha)	Función de succión
CY-1356	15.6 Fr	6.6 Fr	380 mm	120°	3-100 mm	220°/ 130°	120°/ 120°	Sí
CY-1355	15.6 Fr	6.6 Fr	380 mm	120°	3-100 mm	220°/ 130°	120°/ 120°	No

Procesador de Imagen

◀ HV-3101
Procesador de Imagen

10.1" Pantalla Touch

1280*800 Resolución HD

HDMI + AV output

Tarjeta SD de 64G extraíble

Diseño portátil

Batería extraíble y recargable que admite 4 horas de trabajo.