



HD image



TH-E12

Serie de videos
Pleuroscopios

CE

Rotación

Mejore la flexibilidad y la precisión de la operación.



*Patent NO.: ZL201621392021.3

Bloqueo de ángulo

Función de bloqueo del ángulo de flexión para un fácil diagnóstico y tratamiento.


(Solo TH-E12 Plus)



*Patent NO.: ZL202022141661.X

Amplio ángulo de flexión

Resuelve el problema del rango de movimiento limitado entre las costillas. El rango de observación es mucho más amplio.



Retenedor de válvula de succión

El diseño único evita que la válvula de succión se caiga.



*Patent NO.: ZL202022141662.4

Diámetro delgado y canal de trabajo grande

Puede combinar diversos accesorios endoscópicos para el tratamiento.



Modelo	Extremo distal	Tubo de Inserción	Canal de Trabajo	Longitud de Trabajo	Campo de visión	Profundidad de campo	Bloqueo de ángulo	Aplicación
TH-E12 Plus	7.0mm	6.8mm	3.2mm	270mm	210°	3~150mm	Sí	Neumología
TH-E12	7.0mm	6.8mm	3.2mm	270mm	210°	3~150mm	No	Neumología

Procesador de Imagen

- 10.1" Pantalla Touch
- Tarjeta SD de 64G extraíble
- 1280*800 Resolución HD
- Diseño portátil
- HDMI + AV salida
- Batería recargable que admite 4 horas de trabajo.