




CMOS+LED

VIDEOLARINGOSCOPIO DE INTUBACIÓN FLEXIBLE





Botones multifunciones

Captura, graba, congela, acerca/aleja.



* For QG-3032, QG-3048 and QG-3052 only.

Batería desmontable

Siempre listo para su uso.



Tipo de portable

Compatible con el monitor portátil HV-3101




Tipo de portable

Compatible con CV-1030.



Tecnología CMOS+LED

El sensor de imagen CMOS ofrece una imagen de alta calidad. Sin fibra: duradero y de fácil mantenimiento.



Aplicación

Estándar de oro para el manejo de las vías respiratorias difíciles: intubación, posicionamiento, mantenimiento y tratamiento intervencionista de las vías respiratorias.



Model	Tubo de Inserción	Canal de trabajo mm	Largo de trabajo	Ángulo de flexión	Ángulo de visión	Profundidad de visión	Procesador de Imagen
QG-2128	2.8 mm	/	610 mm	180°/ 130°	90°	3-50 mm	CV-1030 HV-3101
QG-3032	3.1 mm	1.2 mm			120°		
QG-3048	3.8 mm	1.5 mm			120°		
QG-3052	5.2 mm	2.6 mm			90°		