

Ergómetro para la parte Superior del Cuerpo 5.5UE

El **5.5UE** está diseñado para facilitar el ejercicio de la parte superior del cuerpo con un movimiento coordinado y natural del brazo. Ofrece una resistencia de arranque excepcionalmente baja, que se adapta al rango de movimiento individual de los pacientes, asegurando movimientos suaves y de bajo impacto para las extremidades superiores brazos y hombros.

El nuevo **5.5UE** cuenta con un asiento tipo banco de gran tamaño con posicionamiento ajustable, accesible para pacientes de varios tamaños. Para mayor comodidad, el banco es extraíble permitiendo el acceso con silla de ruedas.

Equipado con una tableta o display touch incorporado, el 5.5UE ofrece una gama de programas de terapia, mejorados con protocolos de conectividad múltiple y análisis de la nube. El sistema integral está diseñado para satisfacer las diversas necesidades de terapeutas y pacientes, proporcionando un sistema versátil y plataforma eficaz para la rehabilitación de la parte superior del cuerpo.



Programa Temporizador

Una configuración rápida, fuente grande y legible, modo temporizador en Pantalla para calentamiento del paciente.



Sistema de resistencia magnética

Nuestro sistema ofrece un umbral de arranque bajo, generando una amplia gama de suaves niveles, con resistencia cómoda y muy precisa..

Resistencia bidireccional

Esta funcionalidad permite pedalear en dos direcciones hacia adelante y hacia atrás, permitiendo un retro ciclado inmediato para diversificar las opciones de ejercicio.



Mango multifunción

Ubicado muy cerca del paciente, el mango multifunción es un elemento central de control con teclas de acceso directo, lo que permite un funcionamiento sin esfuerzo de la consola. Además, incluye una palanca de ajuste práctica a la altura del brazo, agilizando el proceso de ajustes del equipo para Máximo confort y eficiencia durante sesiones de terapia.

Empuñaduras giratorias

Las empuñaduras están diseñadas para girar naturalmente de acuerdo con el movimiento de la muñeca movimiento.

Rango PT 5.5UE

El **5.5UE** cuenta con una consola de panel táctil de 10 pulgadas fácil de usar que ofrece acceso directo a la plataforma en la nube **Dyaco Insight** para un análisis de datos completo. Colocado encima de la consola está el FARO, que utiliza una iluminación intensa para evaluar el avance del ejercicio. Esta característica proporciona a los fisioterapeutas una señal visual inmediata sobre el progreso de sus pacientes.

El sistema cuenta con una amplia gama de opciones de conectividad, incluidas capacidades inalámbricas, inicio de sesión de acceso múltiple y transmisión en tiempo real para la transferencia de datos. Estas funciones integradas están diseñadas para mejorar la productividad de los terapeutas y reforzar los resultados de la rehabilitación en los pacientes, creando una experiencia de rehabilitación integral y eficiente.

Brazo articulado de 360 grados.

Esta característica permite a los médicos manipular la consola desde cualquier posición alrededor de la máquina, asegurando tanto una adecuada distancia como ángulo para una correcta observación ideal del paciente.

Faro

Utilizando una luz de colores vibrante colocada en la parte alta de la consola, el FARO muestra eficientemente la intensidad del ejercicio y proporciona una rápida señal visual a los fisioterapeutas sobre el progreso de la situación de sus pacientes. La baliza se puede configurar para mostrar información como el tiempo restante del programa, el nivel de potencia, el objetivo del ejercicio o porcentaje de frecuencia cardíaca.

Conectividad inalámbrica

Con Wi-Fi, la consola se puede conectar a Dyaco Insight, dos Canales de Bluetooth para dispositivos inalámbricos de frecuencia cardíaca y aplicaciones de terceros, así como compatibilidad con dispositivos ANT+.

Conexión amplia

La consola ofrece opciones de conectividad versátiles, incluyen Conexiones cableadas para transmisión de datos a PC y enlaces a dispositivos externos como sistemas de Prueba de Esfuerzo Cardíaco



Especificaciones 5.5UE

Funciones de inicio rápido	Inicio rápido, temporizador
Programas	Manual / Colina / Meseta / Instalación / Objetivo de frecuencia cardíaca / Objetivo de calorías
Opción de carga de trabajo	Resistencia constante
Rango de carga de trabajo	5 a 800 vatios
Nivel de resistencia	1 a 30 niveles
Tipo de resistencia	Sistema de resistencia magnética
Consola con panel táctil de 10,1"	Sí
Baliza (cambio de color según el tiempo, Progreso o Metas)	SI
Transferencia de datos	NO
TX/RX inalámbrico (BLE FTMS, ANT+)	SI
TX/RX inalámbrico (Wi-Fi)	SI
Com. Puerto - NFC (para iniciar sesión)	SI
Resistencia bidireccional	SI
Diseño de banco extraíble (directo Acceso en silla de ruedas)	SI
Asiento delantero/trasero ajustable	SI
Fuerza	90 - 240 V CA
Capacidad máxima de peso del usuario	180 kg (396 libras)
Certificaciones	EN957, CE Clase SA, UL/CSA, ASTM, FCC, ADA